


附 HPLC 检测图谱:

甲醇:三乙胺磷酸缓冲盐 PH=3 (35: 65) 检测波长: 280nm



序号	保留时间	名称	浓度	峰面积	峰分离度	理论塔板数
1	3.215		1.365	757608	6.24	4707
2	4.486		0.09776	46589	3.11	7076
3	5.119		0.01081	5150	7.90	11854
4	6.752		0.001772	845	7.38	15215
5	9.073		98.52	47096890	0.00	8203
总计			100	47657082		